



KINTEK SOLUTION

Пресс-Формы И Аксессуары Каталог

Contact us for more catalogs of Лабораторный пресс, Расходные материалы и сырье для аккумуляторных лабораторий, Оборудование для тестирования аккумуляторов и электрохимических исследований, Оборудование для изготовления электродов, Оборудование для сборки и наполнения ячеек, и т. д.

KINTEK SOLUTION

?????? ???? ????

>>> ? ???

KINTEK Solution — это технологически ориентированная инновационная компания, специализирующаяся на комплексном лабораторном оборудовании для исследований и разработок в области аккумуляторных батарей и передовых материалов. Наш ассортимент охватывает весь процесс изготовления ячеек — от смешивания, нанесения покрытий и прецизионного прессования (автоматического, с подогревом и изостатического) до сборки и тестирования ячеек. Наши системы также незаменимы в керамической промышленности и порошковой металлургии. Они обеспечивают точность, безопасность и воспроизводимость результатов, помогая исследователям и промышленным лабораториям достигать выдающихся результатов.



Лабораторная Двойная Форма Для Нагрева Пластины Для Лабораторного Использования

Артикул: PMD



Введение

Прецизионная пресс-форма с двойным нагревом пластин для лабораторий, с двухзонным контролем температуры, быстрым охлаждением и равномерным нагревом. Идеально подходит для тестирования материалов и подготовки образцов.

[Узнать больше](#)

Модель инструмента	PMD
Прессование формы образца	
Температура нагрева	Комнатная температура-300°C (имеются модели до 500°C)
Материал пресс-формы	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца	Свяжитесь с нами для настраиваемых вариантов
Толщина образца	0.02-0.1 мм (N)
Внешний размер 1	180*180*130mm (L*W*H)
Внешний размер 2	200*200*130мм(Д*Ш*Г)
Внешний размер 3	300*300*130 мм (Д*Ш*Г)
Вес формы	32Kg / 38Kg / 88Kg
Габаритная диаграмма	

Лабораторная Пресс-Форма Для Подготовки Образцов

Артикул: РМО



введение

Высокоточные штампы для кольцевого прессования для получения однородных гранул в лабораториях и промышленности. Прочный сплав Cr12MoV, размеры $\Phi 3-80$ мм. Повысьте эффективность и точность уже сегодня!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PMQ	
Форма образца		
Материал штампа	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV	
Твердость индентора	HRC60-HRC62	
Варианты размера образца	$\Phi 7-3$, $\Phi 10-5$, $\Phi 20-10$ мм (M)	$\Phi 30-10$, $\Phi 50-20$ мм (D)
Глубина полости	40 мм (N)	45 мм (D)
Размеры	$\Phi 53 \times 120$ мм (L*H)	$\Phi 72 \times 100$ мм, $\Phi 88 \times 120$ мм (D*L)
Вес	1,4 кг	3,5 кг, 5 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса		

Лабораторная Круглая Двухнаправленная Пресс-Форма

Артикул: PMSY



введение


Прецизионная круглая двухнаправленная пресс-форма для лабораторного использования, уплотнение высокой плотности, легированная сталь Cr12MoV. Идеально подходит для порошковой металлургии и керамики.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PMSY
Форма образца	
Материал штампа	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца	Φ12□ Φ13□ Φ15□ Φ18□ Φ20mm(M)
Глубина полости	40 мм (N)
Размеры	Φ88*175 мм (L*H)
Вес	3,0 кг
Диаграмма размера гидравлического пресса для порошка	

Лабораторная Термопресса Специальная Форма

Артикул: PCHF



введение

Прецизионные пресс-формы KINTEK для надежной подготовки образцов. Прочные, настраиваемые и идеально подходящие для различных исследований. Повысьте эффективность своей лаборатории уже сегодня!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PCHF
Форма образца	
Нагрев штампа	0°C-500°C
Твердость индентора	SUS 304
Размер образца	Прямоугольная или костная форма
Глубина полости	0.75mm □ 1.35mm □ 1.75mm □ 2.75mm
Размеры	80x80 □ 180x180 □ 200x200mm
Вес	0,4 кг, 0,8 кг, 1,0 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса	

Лабораторная Инфракрасная Пресс-Форма Для Безразборной Формовки

Артикул: PMI



введение

Упростите подготовку инфракрасных образцов с помощью неразборных форм KINTEK - добейтесь высокого пропускания без разборки. Идеально подходит для спектроскопии.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PMI-A	PMI-B
Форма образца		
Материал штампа	Карбид вольфрама	
Твердость индентора	HRC68-HRC85	
Размер образца	Φ13 мм (M)	Φ7 мм (M)
Глубина полости	10 мм (N)	5 мм (N)
Размеры	Φ76*50*70 мм (Д*Ш*Г)	Φ76*30*70 мм (Д*Ш*Г)
Вес	0.76 кг	0.35Kg
Диаграмма размера гидравлического пресса порошка		

Лаборатория Xrf Борная Кислота Порошок Гранулы

Прессования Прессформы Для Лабораторного

Использования

Артикул: PMXB



введение

Высокоточная пресс-форма для прессования гранул борной кислоты для точной пробоподготовки. Прочная инструментальная сталь из высококачественного сплава обеспечивает надежные результаты рентгенофлуоресцентной спектрометрии.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PMXB
Форма прессуемого образца и типичный результат	
Материал пресс-формы	Легированная инструментальная сталь: C-12Nov
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Стандартные размеры образцов	Ф32 мм, Ф40 мм
Глубина полости	45 мм (N)
Внешние размеры (диаметр x высота)	Ф73 мм X 133 мм
Вес пресс-формы	3,2 кг
Диаграмма размеров	

Давление [МПа]	50	100	200	300	400	600	800	1000	1200	1500
Сила для образца Ф32 мм [тонны]	4.02	8.04	16	24.1	32.1	48.2	64.3	80.4	96.5	120
Усилие для образца Ф40 мм [тонны]	6.28	12.5	25.1	37.6	50.2	75.3	100	125	150	188

Совет: Пресс-форма оптимально используется в диапазоне 100-800 МПа. Максимальный предел давления для пресс-формы составляет 1500 МПа.

Xrf Kbr Стальное Кольцо Лаборатория Порошок Гранулы Прессования Прессформы Для Ftir

Артикул: PMXS



введение

Прецизионная пресс-форма для гранул из стального кольца XRF для подготовки лабораторных образцов. Прочная, эффективная, обеспечивает точность рентгенофлуоресцентного анализа. Возможны нестандартные размеры. Заказывайте сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PMXS
Форма образца	
Материал пресс-формы	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца	Φ32 мм, Φ40 мм (M)
Глубина полости	45 мм (N)
Размеры	Φ73*133 мм (L*H)
Вес	3,2 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса	

Пресс-Форма Специальной Формы Для Лабораторий

Артикул: PMT



введение

Пресс-формы специальной формы для точного лабораторного применения. Индивидуальная настройка, высокое давление и универсальные формы. Идеально подходит для керамики, фармацевтики и многого другого. Свяжитесь с KINTEK сегодня!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	ПМТ
Форма образца	
Материал пресс-формы	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца (диаметр)	Ф6, Ф8, Ф10, Ф15, Ф20 мм (М) (настраиваемый)
Глубина полости	40 мм (N) (настраиваемый)
Размеры (внешние)	Ф53*120 мм (L*H) (варьируется по заказу)
Вес	Приблизительно 1.4Kg (варьируется по заказу)
Диаграмма совместимости размеров гидравлического порошкового пресса	

Соберите Лабораторную Цилиндрическую Пресс-Форму Для Лабораторных Работ

Артикул: РМАС



ВВЕДЕНИЕ

Лабораторная цилиндрическая пресс-форма премиум-класса для безупречной подготовки образцов. Предотвращает расслаивание, сверхпрочная японская сталь. Возможны нестандартные размеры. Приобретайте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель	РМАС-А	РМАС-В	РМАС-С	РМАС-Д	РМАС-Е
Материал	Cr12MoV				
Твердость индентора	HRC60-HRC62				
Размер образца	Φ3□ Φ4□ Φ5□ Φ6□ Φ8□ Φ10 мм (М)	Φ12□ Φ13□ Φ15□ Φ18□ Φ20 мм (М)	Φ30□ Φ40 мм (М)	Φ50□ Φ60 мм (М)	Φ70□ Φ80 мм (М)
Глубина полости	30 мм (N)	40 мм (N)	50 мм (N)	55 мм (N)	60 мм (N)
Внешние размеры	Φ43*93 мм (L*H)	Φ53*120мм(L*H)	Φ73*133мм□ Φ95*133мм(L*H)	Φ115*150мм□ Φ127*150мм (L*H)	Φ153*180мм□ Φ180*180мм(L*H)
Вес (кг)	0.75Kg	1.2 кг	3.8Kg□ 6.3Kg	14Kg□ 20Kg	30Kg□ 40Kg

Другие размеры могут быть настроены

Соберите Квадратную Форму Для Лабораторного Пресса

Артикул: PMAS



введение

Лабораторная пресс-форма для сборки KINTEK обеспечивает точную подготовку образцов для деликатных материалов, предотвращая их повреждение благодаря быстроразборной конструкции. Идеально подходит для тонких полос и надежной формовки.

[Узнать больше](#)

Модель	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
Материал	Cr12MoV				
Твердость индентора	HRC60-HRC62				
Размер образца	3*3□ 4*4□ 5*5□ 6*6□ 8*8□ 10*10 мм (M)	12*12□ 15*15□ 18*18□ 20*20mm(M)	30*30□ 40*40 мм (M)	50*50□ 60*60 мм (M)	70*70□ 80*80 мм (M)
Глубина полости	30 мм (N)	40 мм (N)	50 мм (N)	55 мм (N)	60 мм (N)
Внешние размеры	Φ53*120 мм (L*H)	Φ73*133mm(L*H)	Φ95*133mm□ Φ115*133mm(L*H)	Φ127*150mm□ Φ153*150мм (L*H)	Φ180*180mm□ Φ200*180mm(L*H)
Вес (кг)	1.2 кг	3.6Kg	7Kg□ 14Kg	20Kg□ 30Kg	40Kg□ 50Kg

Другие размеры могут быть настроены

Твердосплавная Пресс-Форма Для Лабораторной Пробоподготовки

Артикул: PMW



введение

Лабораторные пресс-формы из твердого сплава премиум-класса для точной подготовки образцов. Прочный материал YT15 с высокой твердостью, настраиваемые размеры. Идеально подходит для XRF, исследований батарей и многого другого.

[Узнать больше](#)

Модель	PMW-A	PMW-B	PMW-C				
Материал	Твердый сплав YT15						
Твердость индентора	HRC85-HRC90						
Размер образца	φ3 /φ4 /φ5 /φ6 /φ8 /φ10 мм	φ12 /φ13 /φ15 /φ18 /φ20 мм	φ22 /φ25 /φ28 /φ30 мм				
Глубина полости	30 мм	40 мм	45 мм				
Внешние размеры	φ43×93 мм	φ53×120 мм	φ73×133 мм				
Вес (кг)	0.78	1.8	3.8				

Другие размеры могут быть настроены

Лабораторные Изостатические Пресс-Формы Для Изостатического Формования

Артикул: PIPM



введение

Высококачественные формы для изостатического прессования для лабораторных прессов - достижение равномерной плотности, прецизионные компоненты и передовые исследования материалов. Ознакомьтесь с решениями KINTEK прямо сейчас!

[Узнать больше](#)


Квадратная Пресс-Форма Для Лабораторных Работ

Артикул: PMS

введение

Квадратные формы для лабораторного пресса KINTEK с точностью создают однородные образцы полос. Прочная сталь Cr12MoV, универсальные размеры, идеальное решение для лабораторных задач. Улучшите свою подготовку образцов уже сегодня!

[Узнать больше](#)



Модель	PMS-A	PMS-B	PMS-C	PMS-D	PMS-E	PMS-F	PMS-G
Материал	Cr12MoV						
Твердость индентора	HRC60-HRC62						
Размер образца	3×3 /4×4 /5×5 /6×6 /8×8 /10×10 мм	12×12 /15×15 /16×16 /18×18 /20×20 мм	22×22 /25×25 /30×30 мм	32×32 /35×35 /40×40 мм	50×50 /60×60 /70×70 мм	81-150 мм (длинная сторона)	151-200 мм (длинная сторона)
Глубина полости	20 мм	30 мм	40 мм	45 мм	55/60/65 мм	60 мм	60 мм
Внешние размеры	φ43×93 мм	φ53×120 мм	φ73×133 мм	φ88×150 мм	φ98×150mm/φ118×180mm/φ138×180mm	160×140 мм	220×160 мм
Вес (кг)	0.65	1.2	2.4	4.8	7.3/11.4/20	25кг-40кг	45кг-80кг

Другие размеры могут быть настроены. [Свяжитесь с нами для получения подробной информации.](#)

Лабораторная Цилиндрическая Пресс-Форма Для Лабораторного Использования

Артикул: PMC

ВВЕДЕНИЕ

Прецизионные цилиндрические пресс-формы для подготовки лабораторных образцов. Прочные, высокопроизводительные и настраиваемые для XRF, исследования батарей и тестирования материалов. Приобретайте уже сегодня!

[Узнать больше](#)



Технические характеристики	Выберите идеальную конфигурацию пресс-формы для ваших конкретных требований из наших подробных технических характеристик, приведенных ниже. Наши пресс-формы разработаны для обеспечения стабильной работы в диапазоне размеров образцов и давлений.	Модель прибора	PMC-A	PMC-B	PMC-C	PMC-D	PMC-E
			PMC-A	PMC-B	PMC-C	PMC-D	PMC-E
PMC-F	PMC-G	Материал штампа					
Быстрорежущая инструментальная сталь ASSAB +17	Легированная инструментальная сталь :Cr12MoV	Твердость индентора					
HRC68-HRC70	HRC60-HRC62	Размер образца	Φ3□ Φ4 □ Φ5□ Φ6 мм ((M)	Φ7□ 8□ 9□ 10□ 11□ 11.5 □ 12□ 12.7□ 13 mm(M)	Φ15□ Φ16□ Φ18□ Φ20□ Φ22□ Φ25 мм (M)	Φ28□ Φ30□ Φ32□ Φ35□ Φ40 мм (M)	Φ50□ Φ60□ Φ70 мм (M)
Φ80□ Φ90□ Φ100мм (M)	Φ120□ Φ150 (M)	Глубина полости	20 мм (N)	30 мм (N)	40 мм (N)	45 мм (N)	55□ 60□ 65мм (N)
65 мм (N)	65 мм (N)	Размеры	Φ43 * 78 мм (L*H)	Φ43*93мм (L*H)	Φ53*120мм(L*H)	Φ73*133мм(L*H)	Φ88*150мм□ Φ98*180мм□ Φ108*180мм(L*H)
Φ118*150мм□ Φ128*180мм□ Φ138*180мм(L*H)	Φ168*180мм□ Φ218*180мм(L*H)	Вес	0.55Kg	0.67Kg	1.34Kg	2,9 кг	5.1Kg□ 7.3Kg□ 9Kg

11.5Kg□ 14Kg□ 20Kg 30Kg□ 40Kg [Нужен нестандартный размер?](#)

Инфракрасный Обогрев Количественной Плоской Формы Для Точного Контроля Температуры

Артикул: PMHD



введение

Точный инфракрасный нагрев плоской пластины для лабораторий - равномерное распределение тепла, ПИД-контроль, высокая стабильность температуры. Улучшите подготовку образцов уже сегодня!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PMHD-A	PMHD-B
Форма образца		
Нагрев штампа	0.0°C-300.0°C	0.0°C-300.0°C
Материал штампа	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV
Размер образца	Φ50 мм (d)	Φ25mm (d)
Толщина образца	15-100μm	25□ 50□ 100□ 250□ 500μm (6 измерительных петель)
Размеры	200*60 мм (D*H)	200*60 мм (D*H)
Вес	220В/300ВТ	220V/300W
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса		

Цилиндрическая Лабораторная Пресс-Форма С Электрическим Нагревом Для Лабораторного Использования

Артикул: РМН



введение

Цилиндрическая пресс-форма KINTEK с электрическим нагревом обеспечивает быстрый нагрев (до 500°C), точный контроль и настраиваемые размеры для подготовки лабораторных образцов. Идеально подходит для исследований аккумуляторов, керамики и материалов.

[Узнать больше](#)

Нажмите на форму образца	
Температура нагрева	Комнатная температура-300.0C (доступны модели до 500°C)
Материал ворса	Легированная инструментальная сталь: 440C
твёрдость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца	Φ10, Φ13, Φ15, Φ20, Φ30, Φ40 мм (настраиваемый)
Глубина полости	40 мм (N)
Внешние размеры	Φ78*138 мм, Φ90*138 мм (L**H)
Источник питания	300 Вт (220В/110В может быть настроено)
Вес формы	Приблизительно 9кг
Габаритная диаграмма	

Давление в пресс-форме [Мпа]	50	100	300	400	600	800	1000	1200	1500
Φ8 T	0.25	0.5	1.5	2.01	3.01	4.02	5.02	6.03	7.53
Φ10 T	0.39	0.78	2.35	3.14	4.71	6.28	7.85	9.42	11.7
Φ12 T	0.56	1.13	3.39	4.52	6.78	9.04	11.3	13.5	16.9
Φ13 T	0.66	1.32	3.98	5.3	7.96	10.6	13.2	15.9	19.9
Φ15 T	0.88	1.76	5.3	7.06	10.6	14.1	17.6	21.2	26.5
Φ20 T	1.57	3.14	9.42	12.5	18.8	25.1	31.4	37.6	47.1

Лабораторная Инфракрасная Пресс-Форма Для Лабораторных Исследований

Артикул: PMID



введение

Лабораторные пресс-формы KINTEK обеспечивают точную подготовку образцов благодаря прочной конструкции из карбида вольфрама. Идеально подходят для ИК-Фурье, РФА и исследований батарей. Возможны нестандартные размеры.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	ПМИД	
Форма образца		
Материал пресс-формы		Карбид вольфрама
Твердость индентора		HRC68-HRC85
Стандартный размер образца		Φ13 мм (M)
Глубина полости		20 мм (N)
Размеры		Φ43*78 мм (L*H)
Вес		0.76 кг
Диаграмма гидравлического порошка пресс умирают размер		

Квадратная Двухнаправленная Пресс-Форма Для Лаборатории

Артикул: PMS-F



введение

Добейтесь высокой точности формования порошков с помощью квадратной двухнаправленной пресс-формы KINTEK для получения превосходных результатов в лаборатории. Исследуйте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель инструмента	PMSY
Возможности формы образца	
Материал матрицы	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Стандартные размеры образцов (настраиваемые)	12*12, 15*15, 18*18, 20*20 мм (М)
Глубина полости	40 мм (N)
Размеры	Ф88*175 мм (L*H)
Вес	3,0 кг
Диаграмма компонентов гидравлического порошкового пресса	

Лабораторная Кнопочная Батарейка Разборка И Герметизация Пресс-Формы

Артикул: PCKM



Введение

Прецизионные формы для герметизации кнопочных батареек KINTEK обеспечивают герметичность и отсутствие загрязнений в лабораториях и на производстве. Повысьте эффективность с помощью долговечных и высокопроизводительных решений.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	Форма для извлечения кнопочной батареи	Форма для герметизации кнопочной батареи
Штамп для демонтажа	CR16, CR20, CR24, CR30 опционально	CR16, CR20, CR24, CR30 опционально
Давление разборки		0.8-1.2Ton
Размеры	Φ60*140mm (L*H)	Φ60X140mm (LXH)
Вес	1,85 кг	1,85 кг

Диаграмма размеров пресс-формы для герметизации

Лаборатория Кнопка Батарея Таблетка Пресс Уплотнение Плесень

Артикул: PMN



введение


Прецизионный уплотнительный штамп для сборки и анализа кнопочных батареек. Прочная закаленная сталь, совместимость с CR16-CR30. Повысьте целостность и производительность батареек. Приобретайте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PMN
Пресс-форма двойного назначения	Запечатывание, открытие и двойное использование
Функция уплотнения	CR16, CR20, CR24, CR30 по выбору
Давление уплотнения	0.8-1.2 Тонн
Функция демонтажа	CR16, CR20, CR24, CR30 опционально
Давление демонтажа	
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса	

Лабораторная Пресс-Форма Polygon

Артикул: RMPD



введение


Прецизионные многоугольные пресс-формы для металлических порошков и материалов. Нестандартные формы, уплотнение под высоким давлением, прочная конструкция. Идеально подходит для лабораторий и производства.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	RMPD
Форма образца	(Многоугольная, например, квадратная, шестиугольная и т.д.)
Материал матрицы	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца (примеры, настраиваемый)	5x5, 10x10, 15x15, 20x20 мм (М) (другие размеры по запросу)
Глубина полости	40 мм (N) (настраивается)
Размеры (Габаритные размеры пресс-формы)	Ф53*120 мм (L*H) (Может меняться в зависимости от размера образца)
Вес (Приблизительный)	1.4 кг (может варьироваться в зависимости от размера)
Диаграмма совместимости размеров гидравлического порошкового пресса	

Лабораторная Пресс-Форма Против Растрескивания

Артикул: PML



введение

Прецизионная пресс-форма с защитой от растрескивания для лабораторного использования. Прочная сталь Cr12MoV, устойчивость к высокому давлению, настраиваемые размеры. Идеально подходит для тестирования материалов. Приобретайте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PMT
Форма образца	
Материал пресс-формы	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца (стандартные варианты)	Ф6 мм, Ф8 мм, Ф10 мм, Ф15 мм, Ф20 мм (настраиваемый - M)
Глубина полости	40 мм (настраиваемый - N)
Размеры (внешние)	Ф98*120 мм (L*H)
Вес	Приблизительно 5 кг
Диаграмма совместимости размеров гидравлического порошкового пресса	

Лабораторная Цилиндрическая Пресс-Форма С Весами

Артикул: РСМС



введение

Цилиндрические пресс-формы KINTEK обеспечивают точную обработку материалов благодаря равномерному давлению, разнообразным формам и дополнительному нагреву. Идеально подходит для лабораторий и промышленности. Получите консультацию специалиста прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	РСМС
Форма образца	
Нагрев штампа	Легированная инструментальная сталь :Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца	Φ10□ Φ12□ Φ13□ Φ15□ Φ18□ Φ20 мм (M)
Глубина полости	100 мм (N)
Размеры	Φ53*220 мм (L*H)
Вес	4,8 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса	

Лабораторная Пресс-Форма Для Таблетирования Порошка С Пластиковым Кольцом Для Xrf И Ftir

Артикул: РМХР



введение

Пресс-форма для таблетирования порошка XRF с пластиковыми кольцами для точной подготовки проб. Получайте однородные таблетки благодаря прочной конструкции из инструментальной легированной стали. Доступны нестандартные размеры.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	РМХР
Форма прессуемого образца	
Температура нагрева	Комнатная температура - 300°C (Примечание: для использования с нагревательными лабораторными прессами или нагреваемыми вариантами форм)
Материал формы	Инструментальная легированная сталь
Размер образца	Ф25мм (d)
Толщина образца	15, 25, 50, 100, 250, 500 мкм (с использованием 6 количественных колец)
Габаритные размеры	200*60мм (D*H)
Питание	220В/300Вт (Примечание: актуально для соответствующего нагреваемого пресса или нагреваемых вариантов форм)
Схема размеров	

Лабораторная Пресс-Форма Для Прессования Шаров

Артикул: PMQ



введение

Высокопроизводительные пресс-формы для прессования шаров для точного формования лабораторных материалов. Прочные, универсальные конструкции для уплотнения металла/керамики. Изучите размеры Ф3-80 мм. Свяжитесь с экспертами KINTEK сегодня!

[Узнать больше](#)

Модель инструмента	PMQ	
Форма образца		
Нагрев матрицы	Легированная инструментальная сталь :Cr12MoV	
Твердость индентора	HRC60-HRC62	
Размер образца	Ф6□ Ф8□ Ф10□ Ф15□ Ф20 мм (M)	Ф30□ Ф40□ Ф50 мм (M)
Глубина полости	40 мм (N)	60 мм (N)
Размеры	Ф53*120 мм (L*H)	Ф88*150 мм (L*H)
Вес	1,4 кг	5,8 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса		



Kintek Solution

Главный офис: No.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Чжэнчжоу, Китай

WhatsApp