

Лабораторная Стеклянная Пластина Для Нанесения Покровтий И Аппликатор Влажной Пленки

Артикул: ТВ14



введение

Лабораторная стеклянная пластина для нанесения покрытий и аппликатор влажной пленки для равномерного формирования пленки, надежной фиксации образца, стабильного нанесения покрытия, простой очистки и экономичной лабораторной оценки покрытий в различных исследовательских и испытательных процессах с надежным и воспроизводимым использованием в сложных лабораторных условиях.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Основное преимущество
Подготовка бумаги с покрытием	Используйте стеклянную пластину и поставляемый зажим для фиксации бумаги при подготовке влажной пленки покрытия. Доступные форматы 110 x 180 мм, 160 x 280 мм и 230 x 340 мм подходят для бумажных образцов различных размеров.	Обеспечивает стабильную заданную поверхность для подготовки равномерных образцов покрытия с контролируемым размещением основы.
Подготовка влажной пленки в лаборатории	Формируйте влажные пленки небольшого формата на ровной стеклянной рабочей поверхности для лабораторных исследований покрытий и сравнительного анализа образцов.	Предлагает простой и экономичный способ получения однородных испытательных пленок без сложного оборудования.
Оценка рецептов покрытий	Наносите покрытия на зафиксированные бумажные основы и сравнивайте образцы, подготовленные в аналогичных рабочих условиях.	Обеспечивает воспроизводимое обращение с образцами и упрощает визуальное или технологическое сравнение.
Нанесение покрытия на черный пластиковый лист	Используйте формат 180 x 480 мм для нанесения покрытия на черный пластиковый лист, как предусмотрено для этой конфигурации.	Предоставляет увеличенную рабочую площадь, подходящую для указанного применения с черным пластиковым листом.
Материаловедческие исследования	Интегрируйте устройство в настольные рабочие процессы, требующие ровной стеклянной поверхности, надежной фиксации испытательного материала и простой очистки после использования.	Повышает эффективность повседневной работы, сохраняя метод подготовки доступным и экономичным.
Лабораторное обучение и разработка методик	Демонстрируйте основные процедуры подготовки покрытий и фиксации основы, используя видимую стеклянную поверхность и ручной зажимной механизм.	Делает процесс нанесения покрытия понятным, легко контролируемым и удобным для очистки между экспериментами.

Параметр	Спецификация
Модель	ТВ14
Тип продукта	Лабораторная стеклянная пластина для нанесения покрытий и аппликатор влажной пленки
Конструкция	Стеклянная пластина, закрепленная на специальной пластиковой пластине
Толщина стеклянной пластины	8 мм
Стеклянная поверхность	Стеклянная пластина с высокой плоскостностью
Опорная конструкция	Резиновая опорная конструкция

Параметр	Спецификация
Противоскользящая конструкция	Резиновые противоскользящие ножки
Удержание образца	Стальной зажим фиксирует испытательную бумагу во время нанесения покрытия
Описание зажима	Гальванически покрытый зажим
Рабочая зона	Соответствует размерам стеклянной пластины
Способ эксплуатации	Испытательный материал фиксируется поставляемым зажимом во время нанесения покрытия
Очистка	Легко очищаемая стеклянная рабочая поверхность

Конфигурация	Размер стеклянной пластины	Предназначенный материал для нанесения покрытия
Конфигурация TB14 для нанесения покрытия на бумагу 1	110 × 180 мм	Бумага для нанесения покрытия
Конфигурация TB14 для нанесения покрытия на бумагу 2	160 × 280 мм	Бумага для нанесения покрытия
Конфигурация TB14 для нанесения покрытия на бумагу 3	230 × 340 мм	Бумага для нанесения покрытия
Конфигурация TB14 для черного пластикового листа	180 × 480 мм	Черный пластиковый лист для нанесения покрытия