

Лабораторный Гидравлический Горячий Пресс С Программируемым Нагревом Двух Плит Для Исследований В Области Твердых Электролитов Аккумуляторов

Артикул: MY9



введение

Прецизионный лабораторный гидравлический горячий пресс с независимым программируемым нагревом двух плит, активным водяным охлаждением и программируемым многоступенчатым контролем давления. Идеален для исследований твердых электролитов, МЭА топливных элементов и отверждения композитов. Усилие 0–50 т, диапазон температур 0–300°C, плиты 200x200 мм, точность $\pm 0,2$ т.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Модель	MY9
Рабочая температура плит	0–300°C
Управление нагревом	Независимое программируемое управление двумя плитами с регулировкой скорости нагрева
Мощность нагрева	2200 Вт
Размеры плит	200 × 200 мм
Зазор между плитами	50 мм
Рабочее давление	0–50 т (гидравлическое)
Режим контроля давления	Программируемое многоступенчатое давление и выдержка под давлением
Точность контроля давления	$\pm 0,2$ т ($\pm 0,4\%$ от полной шкалы)
Выдержка и восстановление давления	Автоматическое обнаружение падения давления с микрокомпенсацией (автоматическая перезагрузка)
Контроллер	7-дюймовый сенсорный контроллер ПЛК
Способ охлаждения плит	Активное охлаждение циркулирующей водой
Питание	220В / 50Гц
Сертификация	CE