

Нагреваемый Гидравлический Лабораторный Пресс 24Т 30Т 60Т С Горячими Плитами Для Лаборатории

Артикул: РСН



введение

Высококачественные гидравлические лабораторные прессы для точной пробоподготовки. Выбирайте автоматические или нагреваемые модели для материаловедения, фармации и многого другого. Получите предложение прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	РСН-24Т1010	РСН-30Т2020	РСН-30Т1818
Диапазон давления	0-24.0 тонн	0-30.0 тонн	0-30.0 тонн
Диаметр поршня	95 мм (d) в хромированном масляном цилиндре	110 мм (d) в хромированном масляном цилиндре	150 мм (d) в хромированном масляном цилиндре
Основная общая конструкция	Оборудование без герметичных соединений для уменьшения точек утечки масла	Оборудование без герметичных соединений для уменьшения точек утечки масла	Оборудование без герметичных соединений для уменьшения точек утечки масла
Температура нагрева формы	Комнатная температура-300.0C/500.0C	Комнатная температура-300.0C/500.0C	Комнатная температура-300.0C/500.0C
Метод изоляции	Импортная изоляционная плита	Импортная изоляционная плита	Импортная изоляционная плита
Метод охлаждения	Быстрое охлаждение водяным охлаждением [опционально чиллер]	Быстрое охлаждение водяным охлаждением [опционально чиллер]	Быстрое охлаждение водяным охлаждением [опционально чиллер]
Размер горячей плиты	100×100 мм (М×N) с фаской	200×200 мм (М×N)	180×180 мм (М×N)
Размер основного блока	245×175×500 мм (К×Р×Н)	405×260×525 мм (К×Р×Н)	405×260×525 мм (К×Р×Н)
Габариты	500×175×500 мм (L×W×H)	950×260×525 мм (L×W×H)	950×260×525 мм (L×W×H)
Электропитание	600 Вт (220В/110В под заказ)	1200 Вт (220В/110В под заказ)	1000 Вт (220В/110В под заказ)
Вес	60 кг	180 кг	180 кг