

Сплит Автоматический Нагретый Гидравлический Пресс Машина С Нагретыми Плитами

Артикул: PCSE



введение

Автоматический лабораторный пресс с подогревом KINTEK Split: Прецизионный гидравлический пресс с нагревом 300°C для эффективной подготовки образцов. Идеально подходит для исследовательских лабораторий.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PCSE-40T4040	PCSE-30T3030
Диапазон давления	0-40,0 тонн	0-30,0 тонн
Процесс опрессовки	Программная опрессовка - Выдержка программы - Своевременный сброс давления	Программная опрессовка - Программная выдержка - Своевременный сброс давления
Температура нагрева пресс-формы	Комнатная температура-300,0°C	Температура в помещении -300,0°C / 500,0°C (опция)
Способ изоляции	Импортная изоляционная плита	Импортная изоляционная плита
Метод охлаждения	Быстрое охлаждение с водяным охлаждением [дополнительная машина для охлаждения воды]	Быстрое охлаждение с водяным охлаждением [дополнительная машина для охлаждения воды]
Размер горячей плиты	400×400 мм (М×N)	300×300 мм (М×N)
Размер хоста	500×480×650 мм (К×Р×Н)	380×350×600 мм (К×Р×Н)
Размеры	850×480×650 мм (Д×Ш×Г)	700×400×600 мм (Д×Ш×Г)
Источник питания	5500W (220V/110V может быть настроен)	3500 Вт (220 В/110 В может быть настроено)
Вес	480 кг	280 кг