

Раздельный Автоматический Гидравлический Пресс С Нагревательными Плитами

Артикул: PCSE



введение

Раздельный автоматический нагреваемый лабораторный пресс KINTEK: прецизионный гидравлический пресс с нагревом до 300°C для эффективной подготовки образцов. Идеально подходит для исследовательских лабораторий.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PCSE-40T4040	PCSE-30T3030
Диапазон давления	0-40,0 тонн	0-30,0 тонн
Процесс нагнетания давления	Программное нагнетание - Программная выдержка - Сброс давления по таймеру	Программное нагнетание - Программная выдержка - Сброс давления по таймеру
Температура нагрева формы	Комнатная температура - 300,0°C	Комнатная температура - 300,0°C / 500,0°C (опционально)
Метод изоляции	Импортная изоляционная плита	Импортная изоляционная плита
Метод охлаждения	Быстрое водяное охлаждение [опциональная машина водяного охлаждения]	Быстрое водяное охлаждение [опциональная машина водяного охлаждения]
Размер нагревательной плиты	400×400 мм (М×N)	300×300 мм (М×N)
Размер основного блока	500×480×650 мм (К×Р×Н)	380×350×600 мм (К×Р×Н)
Габаритные размеры	850×480×650 мм (L×W×H)	700×400×600 мм (L×W×H)
Электропитание	5500 Вт (220В/110В под заказ)	3500 Вт (220В/110В под заказ)
Вес	480 кг	280 кг