

Соберите Лабораторную Цилиндрическую Пресс-Форму Для Лабораторных Работ

Артикул: PMAС



введение

Лабораторная цилиндрическая пресс-форма премиум-класса для безупречной подготовки образцов. Предотвращает расслаивание, сверхпрочная японская сталь. Возможны нестандартные размеры. Приобретайте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

| Модель | PMAС-A | PMAС-B | PMAС-C | PMAС-D | PMAС-E |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Материал | Cr12MoV | | | | |
| Твердость индентора | HRC60-HRC62 | | | | |
| Размер образца | Φ3[]Φ4[]Φ5[]Φ6[]Φ8[]Φ10 мм (M) | Φ12[]Φ13[]Φ15[]Φ18[]Φ20 мм (M) | Φ30[]Φ40 мм (M) | Φ50[]Φ60 мм (M) | Φ70[]Φ80 мм (M) |
| Глубина полости | 30 мм (N) | 40 мм (N) | 50 мм (N) | 55 мм (N) | 60 мм (N) |
| Внешние размеры | Φ43*93 мм (L*H) | Φ53*120мм(L*H) | Φ73*133мм[]Φ95*133мм(L*H) | Φ115*150мм[]Φ127*150мм (L*H) | Φ153*180мм[]Φ180*180мм(L*H) |
| Вес (кг) | 0.75Kg | 1.2 кг | 3.8Kg[]6.3Kg | 14Kg[]20Kg | 30Kg[]40Kg |

Другие размеры могут быть настроены