

Автоматическая Гидравлическая Пресс-Машина С Подогревом С Подогреваемыми Плитами Для Лаборатории

Артикул: PPL



введение

Автоматический гидравлический лабораторный пресс с подогревом KINTEK: Точный нагрев, равномерное давление и автоматизированное управление для превосходной обработки образцов. Идеально подходит для лабораторий и исследований. Свяжитесь с нами сегодня!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PP-900L
Диапазон давления	0-10T
Процесс опрессовки	Программная опрессовка - программное давление - сброс давления по таймеру
Время удержания давления	1 секунда ~ 9999 секунд (для наглядности скорректировано в "осекундах")
Ход цилиндра	80 мм
Температура нагрева	До 1000°C
Материал пресс-формы	Сплав на основе никеля (термостойкий материал)
Размер образца	Ф10-30 мм
Форма пресс-формы	Ф50х90 мм
Калибр печи	Ф60mm
Размер всей машины	400х380х780 (LxWxH) мм
Электропитание	220V 50Hz
Габаритная диаграмма порошкового таблеточного пресса	