

Автоматический Гидравлический Термопресс С Нагревательными Плитами Для Лаборатории

Артикул: РСАН



введение

Автоматический лабораторный термопресс KINTEK: прецизионный нагрев, программируемое управление и быстрое охлаждение для эффективной подготовки проб. Повысьте производительность лаборатории уже сегодня!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	РСАН-25T1818/1818G	РСАН-25T2020/2020G	РСАН-30T3030/3030G	РСАН-40T4040/4040G
Диапазон давления	0-25,0 тонн	0-25,0 тонн	0-30,0 тонн	0-40,0 тонн
Процесс нагнетания давления	Программное нагнетание - Программная выдержка - Своевременный сброс давления	Программное нагнетание - Программная выдержка - Своевременный сброс давления	Программное нагнетание - Программная выдержка - Своевременный сброс давления	Программное нагнетание - Программная выдержка - Своевременный сброс давления
Температура нагрева формы	Комнатная температура- 300,0°C/500,0°C	Комнатная температура- 300,0°C/500,0°C	Комнатная температура- 300,0°C/500,0°C	Комнатная температура-300,0°C
Метод изоляции	Импортная изоляционная плита	Импортная изоляционная плита	Импортная изоляционная плита	Импортная изоляционная плита
Метод охлаждения	Быстрое охлаждение водяным охлаждением [опционально установка водяного охлаждения]	Быстрое охлаждение водяным охлаждением [опционально установка водяного охлаждения]	Быстрое охлаждение водяным охлаждением [опционально установка водяного охлаждения]	Быстрое охлаждение водяным охлаждением [опционально установка водяного охлаждения]
Размер нагревательной плиты	180×180 мм (М×N)	200×200 мм (М×N)	300×300 мм (М×N)	400×400 мм (М×N)
Размеры	300×390×560 мм (Д×Ш×В)	300×390×560 мм (Д×Ш×В)	400×490×580 мм (Д×Ш×В)	500×550×620 мм (Д×Ш×В)
Электропитание	1700 Вт (220 В/110 В может быть настроено)	1700 Вт (220 В/110 В может быть настроено)	3500 Вт (220 В/110 В может быть настроено)	5500 Вт (220 В/110 В может быть настроено)
Вес	140 кг	140 кг	280 кг	480 кг