

Автоматическая Лаборатория Гидравлический Пресс

Лаборатория Гранулы Пресс Машина

Артикул: PCEA



введение

Обновите свою лабораторию с помощью автоматического лабораторного пресса KINTEK - точность, эффективность и универсальность для превосходной пробоподготовки. Ознакомьтесь с моделями прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
Диапазон давления	0,2-12,0 тонн	1-20,0 тонн	1-30,0 тонн	1-40,0 тонн	1-60,0 тонн	1-100,0 тонн	1-150,0 тонн
Преобразование давления	Программа автоматически преобразует давление, выдерживаемое пресс-формой						
Дисплей	4,3-дюймовый ЖК-экран				7-дюймовый ЖК-экран		
Металлические кнопки	Посеребренные контакты со сроком службы более 100 000 раз						
Защита оборудования	Защита стальной пластиной с дверью из органического стекла						
Предельный выключатель	Автоматический сброс давления, когда масляный цилиндр достигает предельной высоты						
Ход цилиндра (Т)	30 мм			50 мм			
Размер пространства (М×N)	110×140 мм	140×160 мм	140×160 мм	175×180 мм	185×220 мм	185×250 мм	200×260 мм
Внешние размеры (Д×Ш×Г)	185×320×360 мм	230×390×420 мм	230×390×420 мм	280×460×550 мм	300×520×580 мм	330×580×620 мм	400×620×620 мм
Питание оборудования	240W (220V/110V может быть настроен)	550W (220V/110V может быть настроен)				1500W (220V/110V может быть настроен)	
Вес оборудования	50 кг	90 кг		150 кг	180 кг	240 кг	380 кг