

Автоматический Лабораторный Гидравлический Пресс, Лабораторный Таблеточный Пресс

Артикул: PCEA



ВВЕДЕНИЕ

Модернизируйте свою лабораторию с помощью автоматического лабораторного пресса KINTEK — точность, эффективность и универсальность для превосходной подготовки проб. Ознакомьтесь с моделями прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PCEA-12T	PCEA-20T	PCEA-30T	PCEA-40T	PCEA-60T	PCEA-100T	PCEA-150T
Диапазон давления	0.2-12.0 тонн	1-20.0 тонн	1-30.0 тонн	1-40.0 тонн	1-60.0 тонн	1-100.0 тонн	1-150.0 тонн
Пересчет давления	Программа автоматически пересчитывает давление, приходящееся на пресс-форму						
Дисплей	4.3-дюймовый ЖК-экран			7-дюймовый ЖК-экран			
Металлические кнопки	Посеребренные контакты со сроком службы более 100 000 нажатий						
Защита оборудования	Защита из стального листа с дверцей из органического стекла						
Концевой выключатель	Автоматический сброс давления при достижении масляным цилиндром предельной высоты						
Ход цилиндра (Т)	30 мм			50 мм			
Размер рабочего пространства (М×N)	110×140 мм	140×160 мм	140×160 мм	175×180 мм	185×220 мм	185×250 мм	200×260 мм
Внешние размеры (Д×Ш×В)	185×320×360 мм	230×390×420 мм	230×390×420 мм	280×460×550 мм	300×520×580 мм	330×580×620 мм	400×620×620 мм
Электропитание оборудования	240 Вт (220В/110В под заказ)	550 Вт (220В/110В под заказ)				1500 Вт (220В/110В под заказ)	
Вес оборудования	50 кг	90 кг		150 кг	180 кг	240 кг	380 кг