

Твердосплавная Пресс-Форма Для Лабораторной Пробоподготовки

Артикул: PMW



введение

Лабораторные пресс-формы из твердого сплава премиум-класса для точной подготовки образцов. Прочный материал YT15 с высокой твердостью, настраиваемые размеры. Идеально подходит для XRF, исследований батарей и многого другого.

[Узнать больше](#)

Модель	PMW-A	PMW-B	PMW-C				
Материал	Твердый сплав YT15						
Твердость индентора	HRC85-HRC90						
Размер образца	φ3 /φ4 /φ5 /φ6 /φ8 /φ10 мм	φ12 /φ13 /φ15 /φ18 /φ20 мм	φ22 /φ25 /φ28 /φ30 мм				
Глубина полости	30 мм	40 мм	45 мм				
Внешние размеры	φ43×93 мм	φ53×120 мм	φ73×133 мм				
Вес (кг)	0.78	1.8	3.8				

Другие размеры могут быть настроены