

# Малый Лабораторный Стоматологический Вакуумный Смеситель С Вакуумным Насосом

Артикул: ZB06



## ВВЕДЕНИЕ

Стоматологический вакуумный смеситель для лабораторий с безмасляным вакуумным насосом, емкостью 500 мл, регулируемой вибрацией, смешиванием без пузырьков и надежной подготовкой фосфатных формовочных материалов, агара, гипса и литейных материалов для изготовления плотных и точных моделей.

[Узнать больше](#)

| Применение                                                    | Описание                                                                                                                                        | Основное преимущество                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка стоматологических фосфатных формовочных материалов | Смешивание стоматологических формовочных материалов на основе фосфатов в вакууме перед использованием в процессах изготовления моделей и литья. | Уменьшение захвата воздуха помогает улучшить заполнение и повысить плотность модели.                                    |
| Изготовление стоматологических гипсовых моделей               | Подготовка гипсовых смесей для стоматологических моделей с использованием контролируемого смешивания и регулируемой вибрации.                   | Способствует получению более однородных и плотных моделей с меньшим количеством видимых пустот.                         |
| Подготовка агаровых формовочных и литейных материалов         | Обработка материалов на основе агара в вакуумной среде, где захваченный воздух может повлиять на заполнение и качество поверхности.             | Улучшает проникновение материала в детализированные формы и полости.                                                    |
| Литейные процессы в стоматологической лаборатории             | Интеграция вакуумного смешивания на этапе подготовки материалов, используемых в стоматологических литейных процессах.                           | Обеспечивает повторяемый метод подготовки для стабильных последующих результатов.                                       |
| Лабораторные исследования с небольшими партиями               | Подготовка ограниченных количеств формовочных, гипсовых, агаровых и сопутствующих литейных материалов для испытаний или разработки процессов.   | Дополнительные баки меньшего объема помогают подобрать емкость под размер партии и сократить ненужный расход материала. |
| Стоматологическое обучение и техническая подготовка           | Демонстрация принципов вакуумного смешивания, вибрации и подготовки материалов в учебных лабораториях.                                          | Обеспечивает наглядное управление процессом и регулировку параметров в компактной лабораторной установке.               |

| Параметр      | Характеристика |
|---------------|----------------|
| Номер изделия | ZB06           |

Тип продукта      Лабораторный стоматологический вакуумный смеситель с вакуумным насосом

| Параметр                         | Характеристика                                                                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основная функция                 | Смешивание и вибрация стоматологических формовочных и литейных материалов в вакууме                       |
| Совместимые материалы            | Стоматологические формовочные материалы на основе фосфатов, агар, гипс и сопутствующие литейные материалы |
| Стандартный смесительный бак     | 500 мл                                                                                                    |
| Дополнительные смесительные баки | 250 и 350 мл, изготовление по индивидуальному заказу                                                      |
| Рабочий объем                    | 500 мл                                                                                                    |
| Степень вакуума                  | $\leq 0.085$ МПа                                                                                          |
| Тип вакуумного насоса            | Безмасляный вакуумный насос                                                                               |
| Скорость смешивания              | 270 об/мин                                                                                                |
| Режим вибрации                   | Плавная регулировка                                                                                       |
| Мощность                         | 110 Вт                                                                                                    |
| Электропитание                   | 220 В переменного тока, 50 Гц                                                                             |
| Габаритные размеры               | Длина x ширина x высота: 350 x 320 x 580 мм                                                               |
| Вес                              | 25 кг                                                                                                     |