

Электрический Лабораторный Холодный Изостатический Пресс Сир Машина

Артикул: PCIE



ВВЕДЕНИЕ

Лабораторный электрический изостатический холодный пресс KINTEK обеспечивает точность, эффективность и превосходное качество образцов для передовых исследований. Ознакомьтесь с настраиваемыми моделями уже сегодня!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PCIE-12T	PCIE-20T	PCIE-40T	PCIE-60T
Диапазон давления	0-12T (0-17МПа)	0-20T(0-21МПа)	0-40T(0-30МПа)	0-60T(0-34МПа)
Диаметр поршня	95 мм (d) в хромированном масляном цилиндре	110 мм (d) в хромированном масляном цилиндре	130 мм (d) в хромированном масляном цилиндре	150 мм (d) в хромированном масляном цилиндре
Манометр	Цифровой дисплей0.0-40.0МПа	Цифровой дисплей0.0-40.0МПа	Цифровой дисплей0.0-40.0МПа	Цифровой дисплей0.0-40.0МПа
Максимальный ход поршня (Т)	40 мм	40 мм	50 мм	50 мм
Способ нагнетания	Электрическое нагнетание/ручное нагнетание	Электрическое нагнетание/ручное нагнетание	Электрическое нагнетание/ручное нагнетание	Электрическое нагнетание/ручное нагнетание
Метод восполнения давления	Автоматическая опрессовка/ручная медленная опрессовка	Автоматическая опрессовка/ручная медленная опрессовка	Автоматическая опрессовка/ручная медленная опрессовка	Автоматическое нагнетание/ручное медленное нагнетание
охрана	Органическое стекло	Органическое стекло	Органическое стекло	Органическое стекло
температура окружающей среды	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C
лизостатическое давление	0-300МПа	0-300МПа	0-300МПа	0-300МПа
камера лизостатического давления	Ф22×70мм(М×N)	Ф30×120мм(М×N)	Ф40×150мм(М×N)	Ф50×150мм(М×N)
Внешние размеры	305×430×530 мм (Д×Ш×Г)	305×430×600 мм (Д×Ш×Г)	355×450×710мм(Д×Ш×Г)	405×470×720 мм (Д×Ш×Г)
источник питания	550W (220V/110 может быть настроен)	550W(220V/110 может быть настроен)	550W(220V/110 может быть настроен)	550W(220V/110 может быть настроен)
Вес оборудования	110 кг	120 кг	150 кг	200 кг