

Электрический Сплит Лаборатории Холодного Изостатического Прессования Сир Машина

Артикул: PCESI



введение

Лабораторный электрический холодный изостатический пресс KINTEK обеспечивает точную подготовку образцов с равномерным давлением. Идеально подходит для материаловедения, фармацевтики и электроники. Изучите модели прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PCESI-65T	PCESI-100T	PCESI-150T	PCESI-200T
Диапазон давления	0-65T	0-100T	0-150T	0-200T
Диаметр поршня	160 мм (d) в хромированном масляном цилиндре	200 мм (d) в хромированном масляном цилиндре	200 мм (d) в хромированном масляном цилиндре	290 мм (d) в хромированном масляном цилиндре
Процесс опрессовки	Программная опрессовка - Удержание программы - Сброс давления по таймеру			
Преобразование давления	Программа автоматически преобразует давление, выдерживаемое образцом			
Дисплей	7-дюймовый ЖК-экран			
Защита оборудования	Защита стальной пластиной с дверью из органического стекла			
изостатическое давление	0-300МПа	0-300МПа	0-300МПа	0-300МПа
камера изостатического давления	Ф50×150мм(М×N)	Ф60×150мм(М×N)	Ф80×150мм(М×N)	Ф90×150мм(М×N)
Ход цилиндра (Т)	50 мм	50 мм	50 мм	50 мм
Размер пространства	220×400 мм (М×N)	260×400 мм (М×N)	280×400мм(М×N)	290×420 мм (М×N)
Внешние размеры	700×450×1050мм(L×W×H)	850×500×1100мм(L×W×H)	950×550×1150мм(L×W×H)	1000×650×1200мм(L×W×H)
Питание оборудования	1500W (220V/110V может быть настроен)			
Вес оборудования	350кг	580кг	680кг	980 кг