

Нагретая Гидравлическая Машина Пресса С Нагретыми Плитами Для Вакуумной Коробки Лаборатории Горячего Пресса

Артикул: PCV



введение

Гидравлический лабораторный пресс KINTEK с подогревом и вакуумным блоком обеспечивает точную подготовку образцов. Компактный, прочный, с цифровым управлением давлением для достижения превосходных результатов.

[Узнать больше](#)

Модель инструмента	PCV-10T1818	PCV-10T2020
Диапазон давления	0-10,0 тонн	0-10,0 тонн
Процесс опрессовки	Ручная опрессовка	Ручная опрессовка
Температура нагрева	Максимум 500°C	Максимум 500°C
Нагревательная плита	180×180 мм	200×200 мм
Материал вакуумной коробки	SUS 304 (нержавеющая сталь)	SUS 304 (нержавеющая сталь)
Размер студии	400×400×400mm	400×100×400 мм
Размер двери	300×350 мм	300×350 мм
Степень вакуума	-0,1МПа	-0,1МПа
Размеры	450×550×850(Д×Ш×Г)	450×550×850(Д×Ш×В×Г)
Питание	220V50Hz (может поддерживать 110V)	220V50Hz (может поддерживать 110V)