

# Гидравлический Лабораторный Термопресс С Нагревательными Плитами И Вакуумной Камерой

Артикул: PCV



## введение

Гидравлический лабораторный термопресс KINTEK с вакуумной камерой обеспечивает точную подготовку образцов. Компактный, долговечный и оснащенный цифровым контролем давления для достижения превосходных результатов.

[Узнать больше](#)

| Модель прибора              | PCV-10T1818                   | PCV-10T2020                   |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Диапазон давления           | 0-10.0 тонн                   | 0-10.0 тонн                   |
| Процесс нагнетания давления | Ручное нагнетание             | Ручное нагнетание             |
| Температура нагрева         | Максимум 500°C                | Максимум 500°C                |
| Нагревательная плита        | 180×180 мм                    | 200×200 мм                    |
| Материал вакуумной камеры   | SUS 304 (нержавеющая сталь)   | SUS 304 (нержавеющая сталь)   |
| Размер рабочей зоны         | 400×400×400 мм                | 400×100×400 мм                |
| Размер дверцы               | 300×350 мм                    | 300×350 мм                    |
| Степень вакуума             | -0.1 МПа                      | -0.1 МПа                      |
| Габариты                    | 450×550×850 (Д×Ш×В)           | 450×550×850 (Д×Ш×В)           |
| Электропитание              | 220В 50Гц (поддерживает 110В) | 220В 50Гц (поддерживает 110В) |