

# Нагретая Гидравлическая Машина Пресса С Нагретыми Плитами Для Вакуумной Коробки Лаборатории Горячего Пресса

Артикул: PCVM



## введение

Повысьте точность лабораторных исследований с помощью вакуумного лабораторного пресса с подогревом KINTEK для получения однородных образцов без окисления. Идеально подходит для чувствительных материалов. Получите консультацию эксперта прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PCVM-10T
Диапазон давления	0-10,0 тонн
Процесс опрессовки	Ручная опрессовка
Температура нагрева	Максимум 500°C
Нагревательная плита	180x180 мм, 200x200 мм (возможны варианты под заказ)
Материал вакуумной коробки	SUS 304 (нержавеющая сталь)
Размер студии	400x400x400mm
Размер двери	300x350mm
Степень вакуума	-0.1MPa
Размеры (LxWxH)	450x550x850 мм
Электропитание	220В 50Гц (возможна опция 110В)