


Лабораторная Пресс-Форма Против Растрескивания

Артикул: PML



введение

Прецизионная пресс-форма с защитой от растрескивания для лабораторного использования. Прочная сталь Cr12MoV, устойчивость к высокому давлению, настраиваемые размеры. Идеально подходит для тестирования материалов. Приобретайте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PMT
Форма образца	
Материал пресс-формы	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца (стандартные варианты)	Ф6 мм, Ф8 мм, Ф10 мм, Ф15 мм, Ф20 мм (настраиваемый - M)
Глубина полости	40 мм (настраиваемый - N)
Размеры (внешние)	Ф98*120 мм (L*H)
Вес	Приблизительно 5 кг
Диаграмма совместимости размеров гидравлического порошкового пресса	