

Лабораторная Пресс-Форма Для Прессования Шаров

Артикул: PMQ



введение

Высокопроизводительные пресс-формы для прессования шаров для точного формования лабораторных материалов. Прочные, универсальные конструкции для уплотнения металла/керамики. Изучите размеры Ф3-80 мм. Свяжитесь с экспертами KINTEK сегодня!

[Узнать больше](#)

Модель инструмента	PMQ	
Форма образца		
Нагрев матрицы	Легированная инструментальная сталь :Cr12MoV	
Твердость индентора	HRC60-HRC62	
Размер образца	Ф6□Ф8□Ф10□Ф15□Ф20 мм (M)	Ф30□Ф40□Ф50 мм (M)
Глубина полости	40 мм (N)	60 мм (N)
Размеры	Ф53*120 мм (L*H)	Ф88*150 мм (L*H)
Вес	1,4 кг	5,8 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса		