

## Лабораторная Кнопочная Батарейка Разборка И Герметизация Пресс-Формы

Артикул: PCKM



### введение

Прецизионные формы для герметизации кнопочных батареек KINTEK обеспечивают герметичность и отсутствие загрязнений в лабораториях и на производстве. Повысьте эффективность с помощью долговечных и высокопроизводительных решений.

[Узнать больше](#)

| Модель прибора      | Форма для извлечения кнопочной батареи | Форма для герметизации кнопочной батареи |
|---------------------|--|--|
| Штамп для демонтажа | CR16, CR20, CR24, CR30 опционально     | CR16, CR20, CR24, CR30 опционально       |
| Давление разборки   |  | 0.8-1.2Ton                               |
| Размеры             | Ф60*140mm (L*H)                        | Ф60X140mm (LXH)                          |
| Вес                 | 1,85 кг                                | 1,85 кг                                  |

Диаграмма размеров пресс-формы для герметизации