

Лабораторная Цилиндрическая Пресс-Форма Для Лабораторного Использования

Артикул: PMC



Введение

Прецизионные цилиндрические пресс-формы для подготовки лабораторных образцов. Прочные, высокопроизводительные и настраиваемые для XRF, исследования батарей и тестирования материалов. Приобретайте уже сегодня!

[Узнать больше](#)

Технические характеристики		Выберите идеальную конфигурацию пресс-формы для ваших конкретных требований из наших подробных технических характеристик, приведенных ниже. Наши пресс-формы разработаны для обеспечения стабильной работы в диапазоне размеров образцов и давлений.	Модель прибора	PMC-A	PMC-B	PMC-C	PMC-D	PMC-E
PMC-F	PMC-G	Материал штампа						
Быстрорежущая инструментальная сталь ASSAB +17	Легированная инструментальная сталь :Cr12MoV	Твердость индентора						
HRC68-HRC70	HRC60-HRC62	Размер образца	Ф3Ф4Ф5Ф6Ф7Ф8Ф9Ф10Ф11Ф11.5Ф12Ф15Ф16Ф18Ф20Ф22Ф28Ф30Ф32Ф35Ф40Ф50	Ф3Ф4Ф5Ф6Ф7Ф8Ф9Ф10Ф11Ф11.5Ф12Ф15Ф16Ф18Ф20Ф22Ф28Ф30Ф32Ф35Ф40Ф50	Ф3Ф4Ф5Ф6Ф7Ф8Ф9Ф10Ф11Ф11.5Ф12Ф15Ф16Ф18Ф20Ф22Ф28Ф30Ф32Ф35Ф40Ф50	Ф3Ф4Ф5Ф6Ф7Ф8Ф9Ф10Ф11Ф11.5Ф12Ф15Ф16Ф18Ф20Ф22Ф28Ф30Ф32Ф35Ф40Ф50	Ф3Ф4Ф5Ф6Ф7Ф8Ф9Ф10Ф11Ф11.5Ф12Ф15Ф16Ф18Ф20Ф22Ф28Ф30Ф32Ф35Ф40Ф50	Ф3Ф4Ф5Ф6Ф7Ф8Ф9Ф10Ф11Ф11.5Ф12Ф15Ф16Ф18Ф20Ф22Ф28Ф30Ф32Ф35Ф40Ф50
Ф80Ф90Ф100мм (М)	Ф120Ф150 (М)	Глубина полости	20 мм (N)	30 мм (N)	40 мм (N)	45 мм (N)	55 мм (N)	65 мм (N)
65 мм (N)	65 мм (N)	Размеры	Ф43 * 78 мм (L*H)	Ф43*93мм (L*H)	Ф53*120мм(L*H)	Ф73*133мм(L*H)	Ф83*146мм(L*H)	Ф93*159мм(L*H)
Ф118*150ммФ128*180ммФ138*180мм(L*H)	Ф168*180ммФ218*180мм(L*H)	Вес	0.55Kg	0.67Kg	1.34Kg	2,9 кг	5.1 кг	7.2 кг

11.5Kg14Kg20Kg30Kg40Kg [Нужен нестандартный размер?](#)