

Лабораторная Цилиндрическая Пресс-Форма С Весами

Артикул: РСМС



введение

Цилиндрические пресс-формы KINTEK обеспечивают точную обработку материалов благодаря равномерному давлению, разнообразным формам и дополнительному нагреву. Идеально подходит для лабораторий и промышленности. Получите консультацию специалиста прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	РСМС
Форма образца	
Нагрев штампа	Легированная инструментальная сталь :Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца	Φ10□Φ12□Φ13□Φ15□Φ18□Φ20 мм (M)
Глубина полости	100 мм (N)
Размеры	Φ53*220 мм (L*H)
Вес	4,8 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса	