

Лабораторная Двойная Форма Для Нагрева Пластины Для Лабораторного Использования

Артикул: PMD



Введение

Прецизионная пресс-форма с двойным нагревом пластин для лабораторий, с двухзонным контролем температуры, быстрым охлаждением и равномерным нагревом. Идеально подходит для тестирования материалов и подготовки образцов.

[Узнать больше](#)

Модель инструмента	PMD
Прессование формы образца	
Температура нагрева	Комнатная температура-300°C (имеются модели до 500°C)
Материал пресс-формы	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца	Свяжитесь с нами для настраиваемых вариантов
Толщина образца	0.02-0.1 мм (N)
Внешний размер 1	180*180*130mm (L*W*H)
Внешний размер 2	200*200*130мм(Д*Ш*Г)
Внешний размер 3	300*300*130 мм (Д*Ш*Г)
Вес формы	32Kg / 38Kg / 88Kg
Габаритная диаграмма	