


Лабораторная Термопресса Специальная Форма

Артикул: PCHF



введение

Прецизионные пресс-формы KINTEK для надежной подготовки образцов. Прочные, настраиваемые и идеально подходящие для различных исследований. Повысьте эффективность своей лаборатории уже сегодня!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PCHF
Форма образца	
Нагрев штампа	0°C-500°C
Твердость индентора	SUS 304
Размер образца	Прямоугольная или костная форма
Глубина полости	0.75mm□1.35mm□1.75mm□2.75mm
Размеры	80x80□180x180□200x200mm
Вес	0,4 кг, 0,8 кг, 1,0 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса	