

Лабораторная Инфракрасная Пресс-Форма Для Лабораторных Исследований

Артикул: PMID



введение

Лабораторные пресс-формы KINTEK обеспечивают точную подготовку образцов благодаря прочной конструкции из карбида вольфрама. Идеально подходят для ИК-Фурье, РФА и исследований батарей. Возможны нестандартные размеры.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	ПМИД	
Форма образца		
Материал пресс-формы		Карбид вольфрама
Твердость индентора		HRC68-HRC85
Стандартный размер образца		Φ13 мм (M)
Глубина полости		20 мм (N)
Размеры		Φ43*78 мм (L*H)
Вес		0.76 кг
Диаграмма гидравлического порошка пресс умирают размер		