

Лабораторная Инфракрасная Пресс-Форма Для Безразборной Формовки

Артикул: PMI



введение

Упростите подготовку инфракрасных образцов с помощью неразборных форм KINTEK - добейтесь высокого пропускания без разборки. Идеально подходит для спектроскопии.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PMI-A	PMI-B
Форма образца		
Материал штампа	Карбид вольфрама	
Твердость индентора	HRC68-HRC85	
Размер образца	Φ13 мм (M)	Φ7 мм (M)
Глубина полости	10 мм (N)	5 мм (N)
Размеры	Φ76*50*70 мм (Д*Ш*Г)	Φ76*30*70 мм (Д*Ш*Г)
Вес	0.76 кг	0.35Kg
Диаграмма размера гидравлического пресса порошка		