

Лабораторное Руководство Микротом-Слайсер Для Секционирования Тканей

Артикул: PT10



введение

Прецизионный ручной слайсер для лабораторий: Добейтесь точной и последовательной подготовки образцов с помощью регулируемой высокоточной нарезки. Идеально подходит для научных исследований, пищевой и промышленной промышленности.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PT10
Материал пресс-формы	3Cr13 (закаленная нержавеющая сталь)
Размер ломтика	Φ10, Φ12, Φ14, Φ15, Φ16, Φ18, Φ19(d)
Габаритные размеры	120*200*280 мм (L*W*H)
Вес оборудования	10 кг
Диаграмма размера машины	