


Лабораторная Пресс-Форма Polygon

Артикул: RMPD



введение

Прецизионные многоугольные пресс-формы для металлических порошков и материалов. Нестандартные формы, уплотнение под высоким давлением, прочная конструкция. Идеально подходит для лабораторий и производства.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	RMPD
Форма образца	(Многоугольная, например, квадратная, шестиугольная и т.д.)
Материал матрицы	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца (примеры, настраиваемый)	5x5, 10x10, 15x15, 20x20 мм (М) (другие размеры по запросу)
Глубина полости	40 мм (N) (настраивается)
Размеры (Габаритные размеры пресс-формы)	Ф53*120 мм (L*H) (Может меняться в зависимости от размера образца)
Вес (Приблизительный)	1.4 кг (может варьироваться в зависимости от размера)
Диаграмма совместимости размеров гидравлического порошкового пресса	