

Лабораторная Пресс-Форма Для Подготовки Образцов

Артикул: РМО



введение

Высокоточные штампы для кольцевого прессования для получения однородных гранул в лабораториях и промышленности. Прочный сплав Cr12MoV, размеры $\Phi 3-80$ мм. Повысьте эффективность и точность уже сегодня!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PMQ	
Форма образца		
Материал штампа	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV	
Твердость индентора	HRC60-HRC62	
Варианты размера образца	$\Phi 7-3$, $\Phi 10-5$, $\Phi 20-10$ мм (M)	$\Phi 30-10$, $\Phi 50-20$ мм (D)
Глубина полости	40 мм (N)	45 мм (D)
Размеры	$\Phi 53 \times 120$ мм (L*H)	$\Phi 72 \times 100$ мм, $\Phi 88 \times 120$ мм (D*L)
Вес	1,4 кг	3,5 кг, 5 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса		