

Лабораторная Круглая Двухнаправленная Пресс-Форма

Артикул: PMSY



введение

Прецизионная круглая двухнаправленная пресс-форма для лабораторного использования, уплотнение высокой плотности, легированная сталь Cr12MoV. Идеально подходит для порошковой металлургии и керамики.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PMSY
Форма образца	
Материал штампа	Легированная инструментальная сталь: Cr12MoV
Твердость индентора	HRC60-HRC62
Размер образца	Φ12□Φ13□Φ15□Φ18□Φ20mm(M)
Глубина полости	40 мм (N)
Размеры	Φ88*175 мм (L*H)
Вес	3,0 кг
Диаграмма размера гидравлического пресса для порошка	