

Лабораторный Настольный Гидравлический Горячий Пресс Для Исследований Твердотельных Аккумуляторов

Артикул: MY12



введение

Изучите лабораторный гидравлический горячий пресс для исследований твердотельных аккумуляторов, оснащенный двухплитным нагревом, автоматическим профилированием давления и встроенным водяным охлаждением для эффективной и точной обработки образцов. Идеально подходит для изготовления таблеток электролита и мембран благодаря компактной настольной конструкции, совместимой с перчаточными боксами.

[Узнать больше](#)

Параметр	MY12 (конфигурация 220 В)	MY12 (конфигурация 110 В)
Размеры плит	200 мм × 200 мм	200 мм × 200 мм
Мощность нагрева (две плиты)	3000 Вт	2100 Вт
Рабочий диапазон температур	От комнатной температуры до 500 °C	0 °C до 300 °C
Метод контроля температуры	Независимое программируемое управление двух плит (с регулируемой скоростью нагрева)	Независимое программируемое управление двух плит (с регулируемой скоростью нагрева)
Рабочий диапазон давления	0 до 40 Т	0 до 40 Т
Режим контроля давления	Программируемое профилирование давления с автоматической поддержкой и компенсацией давления	Программируемое профилирование давления с автоматической поддержкой и компенсацией давления
Точность контроля давления	±0,2 Т	±0,2 Т
Максимальное расстояние между плитами	50 мм	60 мм
Метод охлаждения плит	Циркуляционное водяное охлаждение	Циркуляционное водяное охлаждение
Источник питания	АС 220 В, 50 Гц	АС 110 В, 60 Гц
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	355 мм × 450 мм × 655 мм	335 мм × 410 мм × 625 мм
Вес оборудования	230 кг	180 кг