


Лабораторный Гидравлический Горячий Пресс Для Подготовки Твердотельных Электролитов Батарей

Артикул: ZY03



введение

Этот компактный высокоточный лабораторный гидравлический горячий пресс предлагает независимый нагрев двух плит до 300°C, давление 5 тонн, встроенное водяное охлаждение с точным цифровым управлением для подготовки твердотельных электролитов батарей, ламинирования полимерных композитов и изготовления мембранно-электродных сборок.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение / Спецификация
Модель	ZY03
Рабочая температура	0 - 300°C
Контроль температуры	7-дюймовый сенсорный экран (ПИД-регулирование)
Способ нагрева	Встроенный нагреватель, независимый нагрев двух плит
Мощность нагрева	700 Вт
Размер плиты	120 x 120 мм
Раскрытие плит	50 мм
Рабочее давление	0 - 5 тонн (50 кН)
Точность контроля давления	±0,05 тонн (±0,5 кН)
Поддержание давления	Автоматическое удержание давления и функция автоподпитки
Способ охлаждения плит	Циркуляционное водяное охлаждение
Габариты	250 x 230 x 390 мм
Вес	55 кг
Питание	AC 220V, 50Hz
Сертификация	CE