

Лабораторный Гидравлический Горячий Пресс Для Твердотельных Электролитов Аккумуляторов И Полимерных Композитов

Артикул: MY21



введение

Изучите современное равномерное термопрессование для твердотельных электролитов аккумуляторов и полимерных композитов с использованием лабораторного гидравлического горячего пресса с независимым точным ПИД-регулированием температуры двух плит до 300°C, программируемым давлением и автоматической компенсацией усилия для получения стабильных и надёжных результатов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Модель	MY21
Диапазон рабочих температур	0 до 300°C
Метод управления нагревом	Независимое ПИД-регулирование двух плит с программируемыми скоростями набора температуры
Мощность нагрева	5400 Вт
Размеры плит	300 × 300 мм
Зона равномерного нагрева	250 × 250 мм
Расстояние между плитами (максимальный просвет)	50 мм
Ход поршня	60 мм
Диапазон рабочего давления	0 до 25 тонн (гидравлическое, 0 до 250 кН)
Режим управления давлением	Программируемый профиль усилия с автоматической компенсацией давления
Точность управления давлением	±1% от полной шкалы
Контроллер	7-дюймовый сенсорный контроллер
Электропитание	Переменный ток 220 В, 50 Гц / 60 Гц (конфигурируется под регион)
Габаритные размеры	500 × 500 × 650 мм
Вес	Примерно 310 кг

Параметр	Характеристика
Холодопроизводительность	12404 ккал/ч
Производительность по потоку	3 м³/ч

Параметр	Характеристика
Размер плит для быстрого охлаждения	300 × 300 мм
Габаритные размеры чиллера	1045 × 610 × 1460 мм
Электропитание чиллера	Трёхфазный переменный ток 380 В, 50 Гц