

Лабораторный Гидравлический Горячий Пресс Для Исследований Твердотельных Аккумуляторов

Артикул: MY06



введение

Компактный настольный гидравлический горячий пресс для исследований твердотельных аккумуляторов с двумя нагреваемыми плитами, программируемым сенсорным экраном и точным регулированием температуры до 300°C и усилием до 5 тонн. Идеально подходит для синтеза электролитов и ламинирования электродов, с автоматическим поддержанием давления. Сертифицирован по стандарту CE.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Модель	MY06
Рабочая температура	0 – 300°C
Точность регулирования температуры	±1.5°C
Способ нагрева	Встроенный нагреватель, независимый нагрев двух плит
Тип контроллера	Программируемый сенсорный экран (температура и давление)
Мощность нагрева	1600 Вт
Размеры плит	120 мм × 120 мм
Раскрытие плит (зазор)	55 мм
Диапазон рабочего давления	0 – 5 тонн (Т)
Точность регулирования давления	±0.05 тонн (Т)
Функция поддержания давления	Автоматическое удержание давления и автоматическая компенсация
Габариты оборудования	350 мм × 350 мм × 580 мм
Вес оборудования	75 кг
Электропитание	Переменный ток 220 В / 60 Гц
Сертификация	CE