

Лабораторный Гидравлический Горячий Пресс Для Исследований И Производства Твердотельных Аккумуляторов

Артикул: MY08



введение

Этот лабораторный гидравлический горячий пресс разработан для приготовления электролитов твердотельных аккумуляторов, обеспечивает нагрев двух плит (до 300°C), усилие 40 тонн и программируемые циклы давления с автоматической повторной компрессией. Идеально подходит для ламинирования композитов и уплотнения порошков, оснащен встроенным блокировочным предохранителем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Модель	MY08
Размер плит	500 × 500 мм
Максимальная рабочая температура	$\leq 300^{\circ}\text{C}$
Номинальная мощность нагрева	$\leq 12\text{ кВт}$
Способ управления нагревом	Независимое программируемое управление для двух плит
Максимальное рабочее давление	40 Т (400 кН)
Источник усилия давления	Гидравлическое прессование снизу вверх
Открытое расстояние между плитами	60 мм
Способ управления давлением	Программируемое управление давлением / давлением выдержки
Точность управления давлением	$\pm 1.0\%$ полной шкалы
Автоматическая компенсация давления	Встроенный контур автоматической повторной компрессии
Интерфейс контроллера	7-дюймовая сенсорная панель
Предохранительная блокировка	Автоматическое прерывание цикла при открытии дверцы
Электропитание	Трехфазное переменное 380В / 50Гц