

Лабораторный Гидравлический Горячий Пресс Для Исследований Твердотельных Аккумуляторов

Артикул: MY04



введение

Откройте для себя наш компактный лабораторный гидравлический горячий пресс для исследований твердотельных аккумуляторов. Обеспечьте точную термокомпрессию до 500°C и 5 тонн с автоматической стабилизацией давления и водяным охлаждением. Идеально подходит для уплотнения электролитов, ламинирования электродов и синтеза полимеров в лабораториях.

[Узнать больше](#)

Технический параметр	Характеристика
Модель	MY04
Рабочая температура плит	0 - 500 °C
Мощность нагрева	1500 Вт
Размер плит	180 мм × 180 мм
Диапазон рабочего давления	0 - 5 т (тонн)
Точность контроля давления	±0,05 т
Управление давлением	Автоматическое удержание и пополнение давления
Способ охлаждения плит	Циркуляционное водяное охлаждение
Питание	220 В / 50 Гц
Габариты оборудования	290 мм × 290 мм × 420 мм
Вес	90 кг