

Лабораторная Гидравлическая Горячий Пресс Для Сборки Твердотельных Аккумуляторов И Исследования Перспективных Материалов

Артикул: ZY09



введение

Компактный настольный лабораторный гидравлический горячий пресс для сборки твердотельных аккумуляторов и исследования перспективных материалов. Независимый нагрев двух плит до 300 °C, программируемое сенсорное управление, автоматическая стабилизация давления и быстрое водяное охлаждение. Идеально подходит для работы с полимерными композитами, фармацевтическими препаратами и изготовления мембран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Модель	ZY09
Рабочий диапазон температур	0 – 300 °C
Способ нагрева	Встроенные нагреватели, независимый нагрев двух плит
Мощность нагрева	1400 Вт
Размеры плит	180 × 180 мм
Раскрытие плит (просвет)	50 мм
Рабочий диапазон давления	0 – 30 Т
Точность регулирования давления	±0.15 Т
Поддержание давления	Автоматическое удержание давления и компенсация в реальном времени
Система охлаждения	Быстроохлаждаемые плиты через циркуляционный водяной чиллер
Источник питания	АС 110 В / 60 Гц
Контроллер	Программируемый сенсорный контроллер температуры и давления
Габариты оборудования	260 × 347 × 422 мм
Вес	150 кг