

Лабораторный Гидравлический Горячий Пресс Для Исследований Твердотельных Аккумуляторов

Артикул: ZY13



введение

Компактный настольный лабораторный гидравлический горячий пресс, разработанный для исследований твердотельных аккумуляторов. Оснащен независимым нагревом двух плит до 300°C, программируемыми многоступенчатыми профилями температуры и давления, автоматическим поддержанием давления и водяным охлаждением для обработки современных материалов и ламинирования электродов аккумуляторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Модель	ZY13
Рабочая температура	0 - 300°C
Метод нагрева	Встроенный нагреватель, независимый нагрев двух плит
Мощность нагрева	2800 Вт
Размеры плит	180 × 180 мм
Раскрытие плит (просвет)	50 мм
Диапазон рабочего давления	0 - 15 Т (тонн)
Точность контроля давления	±0,1 Т
Удержание и компенсация давления	Автоматическое удержание и восполнение давления в реальном времени
Метод охлаждения плит	Циркуляционная охлаждающая вода
Электропитание	АС 220В / 50Гц
Тип контроллера	Программируемый сенсорный контроллер (температура и давление)
Вес (справочно)	130 кг