


Лабораторная Гидравлическая Горячий Пресс Для Исследования Твердотельных Аккумуляторов

Артикул: ZY11



введение

Компактный настольный лабораторный гидравлический горячий пресс для исследований твердотельных аккумуляторов с независимым двухзонным нагревом до 300°C, автоматическим регулированием давления 25 тонн и встроенным водяным охлаждением для точного прессования электролитов и полимерных мембран. Малогабаритная конструкция идеально подходит для научно-исследовательских задач.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Модель	ZY11
Рабочая температура плит	От комнатной до 300°C
Мощность нагрева	2 × 1800 Вт
Размеры плит	300 × 300 мм
Раскрытие плит (открытие)	60 мм
Рабочее гидравлическое давление	От 0 до 25 метрических тонн (т)
Точность датчика давления	0,2% ПШ (опционально)
Функция поддержания давления	Автоматическое удержание и компенсация давления
Метод охлаждения плит	Циркуляционное водяное охлаждение
Источник питания	Переменный ток 220-230В / 50Гц
Габаритные размеры	Примерно 452 × 470 × 500 мм
Вес оборудования	Примерно 250 кг