

Лабораторный Гидравлический Пресс 2T Lab Pellet Press Для Kbr Ftir

Артикул: КТ-КВР



введение

Лабораторный гидравлический пресс KINTEK 2T для точной подготовки образцов для ИК-Фурье, создания прочных гранул KBr и универсального тестирования материалов. Идеально подходит для исследовательских лабораторий.

[Узнать больше](#)

Модель	РСКВР-2Т
Рабочее давление (Т)	0-2 (30Мра)
Диаметр поршня	Ф45 мм
Стабильность давления	≤1МПа/10мин
Диаметр верстака	Ф45 мм
Количество колонн	Две
Рабочее пространство (Ш×Д)	54×55 мм
Размеры (Ш×Д×Г)	100×220×220 мм
Вес (кг)	4,8 кг