

Лабораторный Гидравлический Пресс Лабораторный Пресс Гранулы Машина Для Перчаточного Ящика

Артикул: PCG



введение

Высокоточный лабораторный пресс для перчаточных боксов: Компактная, герметичная конструкция с цифровым контролем давления. Идеально подходит для обработки материалов в инертной атмосфере. Узнайте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PCG-25T1818	PCG-25T2020
Диапазон давления	0-25Т	0-25Т
Процесс опрессовки	Программная опрессовка - программный сброс давления по таймеру	Программная опрессовка-программный сброс давления
Время удержания давления	0-999,59 (секунды)	0-999,59 (секунды)
Температура нагрева	До 500°C	До 500°C
Нагревательная пластина	180×180 мм	200×200 мм
Ручка перчаточного ящика	St's 304	St's 304
Размер студии	780×650×700 мм	780×650×700 мм
Размер переходной кабины	Ф240×260 мм	Ф240×260 мм
Степень вакуума	-0.1МПа	-0.1МПа
Размер всей машины	1200×950×1800mm (L×W×H)	1200×950×1800 мм (Д×Ш×Г)
Электропитание	220В 50Гц	220В 50Гц