

Лабораторный Ручной Гидравлический Пресс С Подогревом С Горячими Плитами

Артикул: CPCL



введение

Ручной горячий пресс KINTEK обеспечивает точную обработку материалов с помощью контролируемого тепла и давления. Идеально подходит для лабораторий, нуждающихся в надежных связях и высококачественных образцах. Свяжитесь с нами сегодня!

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PC-900L
Диапазон давления	0-5,0 тонн
Процесс опрессовки	Ручная опрессовка
Ход цилиндра	80 мм
Температура нагрева	До 1000°C (настраивается)
Материал пресс-формы	Сплав на основе никеля (термостойкий материал) или по заказу
Размер образца	Ф10-30 мм (настраиваемый)
Форма формы	Ф50х90mm (настраиваемый)
Калибр печи	Ф60mm (настраиваемый)
Размер машины (LxWxH)	Приблизительно 400х380х780 мм
Электропитание	220V 50Hz (настраиваемый)

Габаритная схема пресса для прессования таблеток из порошка