

Ручной Лабораторный Гидравлический Пресс Лабораторный Пресс Для Гранул

Артикул: PCF



введение

Защитный ручной лабораторный гидравлический пресс KINTEK обеспечивает безопасную и точную пробоподготовку благодаря прочной конструкции, универсальному применению и передовым функциям безопасности. Идеально подходит для лабораторий.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PCF-15T	PCF-24T	PCF-30T	PCF-40T	PCF-60T
Диапазон давления	0-15T (0-30МПа)	0-24T(0-34МПа)	0-30T(0-31.5МПа)	0-40T(0-30МПа)	0-60T(0-34МПа)
Диаметр поршня	Ф80 мм (d)	Ф95мм (d)	Ф110мм (d)	Ф130мм (d)	Ф150 мм (d)
Манометр	Индикация давления и интенсивности давления	Индикация давления и интенсивности давления	Индикация давления и интенсивности давления	Индикация давления и интенсивности давления	Индикация давления и интенсивности давления
Максимальный ход поршня (Опечатка в оригинале: "Максимальное давление (Т)")	30 мм	30 мм	40 мм	50 мм	50 мм
Защитное покрытие	Оргстекло (полиметилметакрилат)	Оргстекло (полиметилметакрилат)	Оргстекло (полиметилметакрилат)	Оргстекло (Полиметилметакрилат)	Оргстекло (Полиметилметакрилат)
Стабильность давления	≤1МПа/10мин	≤1МПа/10мин	≤1МПа/10мин	≤1МПа/10мин	≤1МПа/10мин
Диаметр верстака	Ф90 мм (D)	Ф105 мм (D)	Ф120мм (D)	Ф140мм (D)	Ф160 мм (D)
Количество колонн	Четыре	Четыре	Четыре	Четыре	Четыре
Рабочее пространство	80×130 мм (М×N)	112×160 мм (М×N)	112×160 мм(М×N)	126×185 мм(М×N)	185×250 мм (М×N)
Размеры	260×175×395 мм (Д×Ш×Г)	305×195×425мм(Д×Ш×Г)	305×195×425 мм(Д×Ш×Г)	355×215×505 мм(Д×Ш×Г)	405×240×565 мм (Д×Ш×Г)
Вес	42 кг	65 кг	65 кг	90 кг	120 кг

Сила (тонны)	Давление (МПа)
1	0.75
3	2.2
5	3.7
10	7.5
12	9
15	11.3
20	15

30	22.5
40	30
Важно: Не превышайте давление в системе 35 МПа, чтобы продлить срок службы оборудования.	