

Гидравлический Горячий Пресс Лаборатории Твердых Аккумуляторов И Полимерных Композитов

Артикул: ZY08



введение

Настольный лабораторный гидравлический горячий пресс, предназначенный для переработки твердых аккумуляторов и полимерных композитных материалов. Обеспечивает точный контроль температуры до 300°C, двухзонный нагрев и гидравлическое давление до 30 тонн для изготовления равномерных тонких пленок и таблеток. Идеально подходит для исследований.

[Узнать больше](#)

Технический параметр	Спецификация / Значение
Модель	ZY08
Размеры плит	300 мм × 300 мм
Диапазон рабочего давления	0 – 30 тонн (0 – 300 кН)
Точность контроля давления	±0,5 МПа
Удержание и компенсация давления	Ручное гидравлическое управление с опциональным автоматическим клапаном стабилизации давления
Рабочая температура плит	От комнатной до 300 °C
Мощность нагрева	2 × 1500 Вт
Метод охлаждения плит	Циркуляционное водяное охлаждение (совместимо с внешним водяным чиллером)
Питание	220–230 В / 50 Гц
Габариты оборудования	458 мм × 480 мм × 466 мм
Вес	260 кг