

Лабораторный Гидравлический Горячий Пресс Для Разработки Электролитов И Электродов Твердотельных Батарей

Артикул: ZY02



введение

Компактный настольный гидравлический горячий пресс, предназначенный для разработки электролитов и электродов твердотельных батарей. Оснащен двойными нагревательными плитами, водяным охлаждением и автоматическим контролем давления с сенсорным интерфейсом для точного регулирования температуры до 300°C.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Модель	ZY02
Диапазон рабочего давления	от 0 до 40 тонн (0-40T)
Точность контроля давления	±0,1 тонны
Удержание и компенсация давления	Автоматическое удержание в реальном времени и автоматическая микрокомпенсация
Рабочая температура плит	0°C до 300°C
Мощность нагрева	1800 Вт
Размеры плит	200 мм × 200 мм
Расстояние между плитами (Daylight)	< 50 мм
Способ охлаждения плит	Циркуляционное водяное охлаждение
Интерфейс управления температурой	7-дюймовый сенсорный экран
Питание	220В / 50Гц
Габаритные размеры (Ш × Г × В)	950 мм × 470 мм × 525 мм
Вес оборудования	220 кг