

Лабораторный Электрический Горячий Пресс Для Твердотельных Аккумуляторов

Артикул: MY18



введение

Компактный настольный электрический горячий пресс для исследований твердотельных аккумуляторов, ламинирования полимеров и изготовления МЭА. Особенности: независимый нагрев двух плит до 200°C, программируемое давление до 1800 кгс. Безмасляный электрический сервопривод обеспечивает чистоту и высокую воспроизводимость прессования, интегрированное водяное охлаждение.

[Узнать больше](#)

Параметр	Техническая характеристика
Модель	MY18
Размеры нагревательных плит	60 мм × 60 мм
Мощность нагрева двух плит	600 Вт
Рабочая температура плит	От комнатной до 200°C
Управление нагревом плит	Независимое программное управление двумя плитами (с регулируемой скоростью нагрева)
Способ охлаждения плит	Циркуляционное водяное охлаждение
Диапазон рабочего давления	0 до 1800 кгс
Привод давления	Электрический сервоцилиндр
Точность контроля давления	< ±1% от полной шкалы (стандартная конфигурация: < 2%)
Функции контроля давления	Программируемые кривые давления, автоматическое поддержание давления и автоматическое восполнение усилия
Расстояние между плитами / Высота раскрытия	30 мм
Электропитание	АС 220 В, 50 Гц
Примерные габариты	300 мм × 300 мм × 500 мм
Примерный вес	Около 100 кг