

Лабораторный Гидравлический Горячий Пресс Для Твердотельных Аккумуляторов

Артикул: MY07



введение

Точный лабораторный гидравлический горячий пресс для исследований твердотельных аккумуляторов, с двухплиточным нагревом до 300°C, активным удержанием давления 50 тонн, программируемым сенсорным управлением и надежной настольной конструкцией, идеально подходит для уплотнения таблеток электролита и ламинирования электродов в академических и промышленных лабораториях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Модель	MY07
Диапазон рабочего усилия	от 0 до 50 Т (от 0 до 500 кН)
Давление на поверхность плиты	До 55 МПа
Точность контроля давления	$\pm 0,5\%$ полной шкалы
Возможность удержания давления	Активная автоматическая компенсация давления (в пределах отклонения $\pm 0,1$ Т)
Размеры плит	300 мм x 300 мм
Расстояние между плитами (Daylight)	150 мм
Ход гидравлического поршня	150 мм
Рабочий диапазон температур	От комнатной до 300°C
Метод нагрева	Независимое программируемое многоступенчатое управление температурой двух плит (с контролем скорости нарастания)
Общая мощность нагрева	4500 Вт
Системный контроллер	7-дюймовый сенсорный HMI с графическим мониторингом в реальном времени
Требования к питанию	220 В / 50 Гц
Габаритные размеры	400 мм x 490 мм x 780 мм
Вес оборудования	385 кг