

Лабораторный Гидравлический Горячий Пресс Для Твердотельных Аккумуляторов

Артикул: MY10



введение

Точный лабораторный гидравлический горячий пресс для исследований твердотельных аккумуляторов. Оснащен сервоприводом с давлением 0-4 тонны, независимым нагревом двух плит до 300°C, активным водяным охлаждением и сенсорным управлением с 7-дюймовым экраном. Идеально подходит для изготовления электролитов и электродов. Обеспечивает работу без масла для воспроизводимых результатов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Модель	MY10
Рабочая температура плит	0 – 300 °C
Управление нагревом	Независимое программируемое управление двух плит (со скоростью нагрева)
Мощность нагрева	1500 Вт
Размеры плит	150 × 150 мм
Расстояние между плитами (Световой проем)	50 мм
Диапазон рабочего давления	0 – 4 Т (с приводом от серводвигателя)
Метод управления давлением	Программируемое давление и автоматическое удержание давления
Точность управления давлением	±2 кг
Компенсация давления	Автоматическое повторное нагнетание в реальном времени
Контроллер	ПЛК-контроллер с 7-дюймовым сенсорным экраном
Метод охлаждения плит	Циркуляционное водяное охлаждение
Требования к питанию	AC 230V / 50Hz