

Лабораторный Гидравлический Горячий Пресс Для Твердотельных Аккумуляторов

Артикул: ZY04



введение

Идеально подходит для исследований твердотельных аккумуляторов. Этот лабораторный гидравлический горячий пресс обеспечивает давление 50 тонн, независимый нагрев двух плит до 500°C, управление с 7-дюймового сенсорного экрана, водяное охлаждение, возможность настройки и точность давления $\pm 0,2\%$ для точного уплотнения материалов и ламинирования электродов с автоматической компенсацией давления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение / Описание
Максимальное рабочее давление	50 тонн (50T)
Точность датчика давления	$\pm 0,2\%$ полной шкалы
Рабочая температура плит	0°C до 500°C
Метод управления нагревом	Независимое программируемое управление двумя плитами (этапы ramp/dwell)
Контроллер системы	7-дюймовый сенсорный интерфейс
Размеры плит	500 мм x 500 мм
Высота рабочего пространства (Daylight)	150 мм
Конструктивная схема	4-колонная рама
Метод охлаждения плит	Циркуляционное водяное охлаждение
Стандартная приводная система	Ручной гидравлический насос (возможность обновления до автоматического)
Требования к питанию	3-фазный переменный ток 380В, 50Гц
Соответствие нормативам	Сертификат CE